


# LÅSNING AF RECORDS

# Låse records

Det er muligt at låse et enkelt instrument for en bestemt forsøgsperson således at felterne i dette instrument ikke længere kan redigeres. Det kræver særlige rettigheder at kunne låse og oplåse. Det kan også lade sig gøre at låse alle instrumenter i alle events for en forsøgsperson

Låsning af enkelt instrument vælges under form status



**Form Status**

**Complete?** Complete

**Lock this record for this form?** Lock

If locked, no user will be able to edit this record on this form until someone with Lock/Unlock privileges unlocks it.

I et ikke-longitudinalt studie vises hængelåsen ved siden af instrumentet i venstre side under data collection



Patient ID [Select other record](#)

Data Collection Instruments:

- Baseline
- Kontrolbesøg 1**
- Kontrolbesøg 2
- Kontrolbesøg 3

Lock all forms

Unlock all forms

I et longitudinalt studie vises hængelåsen i event grid visningen

✓ Patient ID 1001 successfully edited

## Patient ID 1001

Data Collection Instrument	Event 1 (1)	1. Kontrol (2)	2. Kontrol (3)	3. Kontrol (4)	Løbende (5)
Baseline					
Kontrolbesoeg					
Laborieredata					
Hændelser					